

Wb 및 Elisa용 Anti-Adamts7 토끼 다클론 항체 - Q9Ukp4

품목 번호: CM0019040

소개

인간 ADAMTS7에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 세포외기질 리모델링 및 관련 질환에서 메탈로프로테아제 기능을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAMTS7 토끼 pAb
비고/별칭	ADAM-TS7; ADAMTS-7; ADAM-TS 7; ADAMTS7
종	인간
GeneID (인간)	11173
GeneID	11173
면역원	인간 ADAMTS7(NP_055087.2)의 아미노산 1600-1686 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UKP4
단백질 분자량	184kDa
배송	아이스팩