

Wb 및 Elisa용 항-Adamtsl1 토끼 다클론 항체 - Q8N6G6

품목 번호: CM0028517

소개

인간 ADAMTSL1을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 쥐와 래트와 교차 반응합니다. 재조합 단백질 면역원입니다. 골격근 및 세포외 기질 연구에 사용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADAMTSL1 토끼 pAb
비고/별칭	C9orf94; PUNCTIN; ADAMTSR1; ADAMTSL-1; ADAMTSL1
종	인간
유전자ID (인간)	92949
면역원	인간 ADAMTSL1 (NP_001035362.3)의 아미노산 1483-1762에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q8N6G6
단백질 분자량	62kDa
배송 방식	아이스 팩