


Wb, Elisa용 Anti-Adar1 토끼 단일클론 항체 - P55265

품목 번호: CM0002402



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA 용도로 검증된 고품질의 anti-ADAR1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 ADAR1 (P55265, 136kDa 이중 가닥 RNA 특이적 아데노신 데아미나제)에 특이적이며, A-to-I RNA 편집에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADAR1 Rabbit mAb
비고/별칭	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	103
GeneID	103
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 ADAR1 (P55265)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P55265
단백질 분자량	136kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)