


Wb 및 Elisa용 항-Adcy10/Sac 토끼 다클론 항체 - Q96Pn6

품목 번호: CM0019090



소개

인간 ADCY10(수용성 아데닐릴 사이클라제)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 시료와 반응하며, cAMP 신호 전달 및 생식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADCY10 토끼 pAb
비고/별칭	SAC; HCA2; SACI; Sacy; hsAC; HEL-S-7a; ADCY10
종	인간
유전자ID (인간)	55811
유전자ID	55811
면역원	인간 ADCY10 (NP_060887.2)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96PN6
단백질 분자량	187kDa
배송 방식	아이스백