

Wb, Elisa용 항-Adcy2 토끼 다클론 항체 - Q08462

품목 번호: CM0029924

소개

인간 ADCY2에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. cAMP 신호전달, GPCR 경로, 부신/뇌 조직 발현 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADCY2 토끼 pAb
비고/별칭	AC2; HBAC2; ADCY2
종	인간
유전자 ID (인간)	108
유전자 ID	108
면역원	인간 ADCY2 (NP_065433.2)의 아미노산 430-600에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q08462
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스팩