


Anti-Adcyap1R1 (Pac1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P41586

품목 번호: CM0025214



소개

인간 ADCYAP1R1 (PAC1/PACAP 수용체)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 마우스, 래트와 교차 반응. GPCR 신호 전달 및 신경과학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADCYAP1R1 Rabbit pAb
비고/별칭	PAC1; PAC1R; PACAPR; PACAPRI; ADCYAP1R1
종	인간
GeneID (Human)	117
GeneID	117
면역원	인간 ADCYAP1R1 (NP_001109.2)의 아미노산 25-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P41586
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백