


Wb, Elisa용 항아데노신 탈아미노효소(Ada) 토끼 단일클론항체 - P00813

품목 번호: CM0008309



소개

WB 및 ELISA에서 유효성이 검증된 아데노신 탈아미노효소(ADA) 토끼 단일클론항체로, 인간, 마우스, 래트 ADA와 교차반응성을 보입니다. 퓨린 대사, 면역학 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	아데노신 탈아미노효소(ADA) 토끼 mAb
비고/별칭	ADA1; 아데노신 탈아미노효소(ADA)
종	인간
GeneID (인간)	100
GeneID	100
면역원	인간 ADA (NP_000013.2)의 아미노산 250-350에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P00813
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스백