


Anti-Adenosine Deaminase (Ada) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P00813

품목 번호: CM0013439



소개

인간 Adenosine Deaminase (ADA)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 쥐와 교차 반응합니다. 퓨린 대사, T-세포 활성화 및 아데노신 신호 전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Adenosine Deaminase (ADA) Rabbit pAb
비고/별칭	ADA1; Adenosine Deaminase (ADA)
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	100
유전자 ID	100
면역원	인간 Adenosine Deaminase (ADA) (NP_000013.2)의 아미노산 1-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P00813
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 백(Ice bag)