


Anti-Adenosylhomocysteinase (Ahcy/Sahh) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P23526

품목 번호: CM0011887



소개

인간 AHCY(SAHH)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 일탄소 대사 및 호모시스테인 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	AHCY Rabbit mAb
비고/별칭	SAHH; adoHcyase; AHCY
종	인간
GeneID (인간)	191
GeneID	191
면역원	합성 펩타이드: 인간 AHCY(P23526)의 아미노산 300-400 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원산	토끼
범주	단일클론 항체
적용	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간, 쥐, 래트
SWISS	P23526
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백