

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 아데닐산 키네이스 4(Anti-Adenylate Kinase 4)

단일클론 항체 - P27144

품목 번호: CM0004223



소개

인간 아데닐산 키네이스 4(AK4)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 뉴클레오타이드 항상성, AMPK 신호 전달 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Adenylate kinase 4 Rabbit mAb
비고/별칭	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; Adenylate kinase 4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	205
유전자 ID	205
면역원(Immunogen)	인간 아데닐산 키네이스 4 (P27144)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P27144
단백질 분자량	25kDa
배송(Shipping)	아이스백