

Anti-Adgra3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q8Iwk6

품목 번호: CM0017170

소개

인간 ADGRA3 (GPR125)를 타겟으로 하는 웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 접착성 GPCR 및 평면 세포 극성(planar cell polarity) 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADGRA3 토끼 pAb
비고/별칭	PGR21; TEM5L; GPR125; ADGRA3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	166647
유전자 ID	166647
면역원(Immunogen)	인간 ADGRA3 (NP_660333.2)의 아미노산 370-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8IWK6
단백질 분자량	146kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)