


Wb, Elisa용 Anti-Adgrb3 토끼 다클론 항체 - O60242

품목 번호: CM0017197



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-ADGRB3 토끼 다클론 항체입니다. 시냅스 형성과 근아세포 융합의 조절자인 인간 접착 G 단백질 결합 수용체 B3(BAI3)를 표적으로 합니다. IVD 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADGRB3 토끼 pAb
비고/별칭	BAI3; ADGRB3
종	인간
GeneID (인간)	577
GeneID	577
면역원	인간 ADGRB3(NP_001695.1)의 아미노산 70~280번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60242
단백질 분자량	172kDa
배송	아이스팩