

Anti-Adh1A/Adh1B/Adh1C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P07327 / P00325 / P00326

품목 번호: CM0021632



소개

CamelBio의 ADH1A/ADH1B/ADH1C 알코올 탈수소효소를 표적하는 토끼 폴리클론항체. 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IF-P, ELISA로 검증됨. 알코올 대사 및 간 기능 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADH1A/ADH1B/ADH1C Rabbit pAb
비고/별칭	ADH1A/ADH1B/ADH1C
종	인간
유전자 ID (인간)	124, 125, 126
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P07327, P00325, P00326
배송	아이스백