

Wb, Elisa용 Anti-Adh1B 토끼 다클론 항체 - P00325

품목 번호: CM0018185



소개

인간 ADH1B(올트랜스 레티놀 탈수소효소)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 쥐와 교차 반응성을 가집니다. 레티노이드 대사 연구, 알코올 대사 연구 및 관련 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADH1B 토끼 pAb
비고/별칭	ADH2; HEL-S-117; ADH1B
종	인간
GeneID (인간)	125
GeneID	125
면역원	제조합 단백질: 인간 ADH1B (NP_000659.2)의 아미노산 206-375에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P00325
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스팩