

Wb, Elisa용 Anti-Adh4 토끼 다가클로날 항체 - P08319

품목 번호: CM0028576



소개

CamelBio는 사람 샘플에서 WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 교차 반응성을 갖는 Anti-ADH4 토끼 다가클로날 항체를 제공합니다. 레티놀 대사 및 알코올 탈수소효소 연구에 이상적입니다. 신뢰할 수 있는 IVD 원료를 탐색해 보세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADH4 Rabbit pAb
비고/별칭	ADH-2; HEL-S-4; ADH4
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	127
GeneID	127
면역원	사람 ADH4 (NP_000661.2)의 아미노산 1-380에 해당하는 서열을 포함하는 제조용 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P08319
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)