

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Adh5/Gsnor 다클론 항체 - P11766

품목 번호: CM0015376



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 ADH5/GSNOR 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 인간, 마우스 및 랫드 ADH5를 표적으로 하며, 포름알데히드 및 S-니트로소글루타티온 환원효소로서 중요한 역할을 합니다. 산화 스트레스 및 산화질소 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADH5/GSNOR 토끼 pAb
비고/별칭	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
종	인간
유전자 ID (인간)	128
유전자 ID	128
면역원	인간 ADH5/GSNOR의 아미노산 1-374에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000662.3)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P11766
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩