

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Adh5/Gsnor 토끼 단일클론 항체 - P11766

품목 번호: CM0007255



소개

ADH5/GSNOR (SWISS P11766)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 ADH5/GSNOR를 검출합니다. 알코올 대사, 포름알데히드 독성 제거 및 S-니트로실화 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADH5/GSNOR 토끼 mAb
비고/별칭	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	128
면역원	사람 ADH5/GSNOR (NP_000662.3)의 아미노산 1-374에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P11766
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)