

Anti-Adh5/Gsnor Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P11766

품목 번호: CM0023703



소개

ADH5/GSNOR (Alcohol dehydrogenase class-3)에 대한 고특이성 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 포름알데히드 해독 및 S-나이트로실화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADH5/GSNOR Rabbit pAb
비고/별칭	FDH; ADHX; ADH-3; AMEDS; BMFS7; FALDH; GSNOR; GSH-FDH; HEL-S-60p; ADH5/GSNOR
종	인간
유전자 ID (인간)	128
유전자 ID	128
면역원	인간 ADH5/GSNOR (NP_000662.3)의 아미노산 1-374에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P11766
단백질 분자량	40 kDa
배송	아이스백