

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Adh7 토끼 다클론 항체 - P40394

품목 번호: CM0027800



소개

인간 ADH7(레티놀 탈수소효소)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 레티노이드 대사 및 알데하이드 해독 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADH7 토끼 pAb
비고/별칭	ADH4; ADH7
종	인간
GeneID (인간)	131
GeneID	131
면역원	재조합 단백질 인간 ADH7 (NP_000664.2)의 아미노산 1-386에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40394
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스백