

Wb, Elisa용 Anti-Adhfe1 폴리클로널 항체 - Q8Iww8

품목 번호: CM0022711

소개

인간 ADHFE1 (HOT/ADH8)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 응용 분야: WB, ELISA; 마우스와 교차 반응함. 재조합 면역원 (aa 41-255). 미토콘드리아 GHB 대사 연구에 이상적입니다. 분자량: 50 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ADHFE1 Rabbit pAb
비고/별칭	HOT; ADH8; HMFT2263
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	137872
유전자 ID	137872
면역원	인간 ADHFE1 (NP_653251.2)의 아미노산 41-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	Q8IWW8
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)