


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Adiponectin 폴리클론항체 - Q15848

품목 번호: CM0027876



소개

사람 아디포넥틴(SWISS Q15848)에 대해 검증된 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 쥐와 랫드와 교차반응합니다. 대사 질환 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Adiponectin Rabbit pAb
비고/별칭	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRF30; ADIPQTL1; Adiponectin
종	사람
유전자 ID	9370
면역원	사람 아디포넥틴 (NP_004788.1)의 아미노산 19-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫드
SWISS	Q15848
단백질 분자량	26 kDa
배송	아이스백