


웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Adiponectin Rabbit Monoclonal Antibody - Q15848

품목 번호: CM0007337



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 검증된 Adiponectin Rabbit mAb (Q15848), 마우스와 교차 반응성 있음. 대사 및 인슐린 감수성에서 중요한 아디포카인으로, 당뇨병 및 비만 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Adiponectin Rabbit mAb
비고/별칭	ACDC; ADPN; APM1; APM-1; GBP28; ACRP30; ADIPQTL1; Adiponectin
종	인간
유전자 ID (인간)	9370
유전자 ID	9370
면역원	인간 Adiponectin의 아미노산 19-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질. (NP_004788.1)
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q15848
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백