

Wb, Elisa용 Anti-Adipor1 다클론 항체 - Q96A54

품목 번호: CM0016120



소개

인간 ADIPOR1(아디포넥틴 수용체 1, 43 kDa)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 랫드에서 교차 반응성이 확인되었으며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 대사 질환, 당뇨병 및 비만 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADIPOR1 토끼 pAb
비고/별칭	CGI45; PAQR1; ACDRC1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
종	인간
유전자 ID(인간)	51094
유전자 ID	51094
면역원	인간 아디포넥틴 수용체 1(Adiponectin Receptor 1)의 아미노산 1-59에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_057083.2)
항체 생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q96A54
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩