

Anti-Adipor1 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q96A54

품목 번호: CM0024169



소개

ADIPOR1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. 포도당 및 지질 대사 연구에서 아디포넥틴 신호 전달 및 대사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADIPOR1 토끼 pAb
비고/별칭	CGI45; PAQR1; ACDCR1; CGI-45; TESBP1A; ADIPOR1
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	51094
유전자 ID	51094
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q96A54
단백질 무게	43kDa
배송	아이스팩