

Wb, Elisa용 Anti-Adipor2 폴리클로날 항체 - Q86V24

품목 번호: CM0017076



소개

ADIPOR2 Rabbit pAb는 WB 및 ELISA를 통해 인간, 마우스, 래트 아디포넥틴 수용체 2(44kDa)를 검출합니다. 포도당 및 지질 대사에 관한 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADIPOR2 Rabbit pAb
비고/별칭	PAQR2; ACDOR2; ADIPOR2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	79602
GeneID	79602
면역원(Immunogen)	제조항 단백질 인간 ADIPOR2 (NP_078827.2)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q86V24
단백질 분자량	44kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)