

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Adk 다클론 항체 - P55263

품목 번호: CM0013536



소개

인간 아데노신 키나제(ADK)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 아데노신 대사 및 RNA 변형 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADK 토끼 pAb
비고/별칭	AK; ADK
종	인간
GeneID (인간)	132
GeneID	132
면역원	제조합 단백질 인간 ADK(NP_001114.2)의 아미노산 200-345번에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P55263
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩