

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Adnp 폴리클로날 항체 - Q9H2P0

품목 번호: CM0027333

소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA용 인간 ADNP(Q9H2P0)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 마우스와 교차 반응함. 전사 조절 및 WNT 신호 전달에 관여하는 활동 의존성 신경 보호 호메오박스 단백질을 표적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADNP Rabbit pAb
비고/별칭	ADNP1; HVDAS; MRD28; ADNP
종	인간
GeneID (인간)	23394
GeneID	23394
면역원	제조합 단백질 인간 ADNP (NP_056154.1)의 아미노산 843-1102에 해당하는 서열을 포함한 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H2P0
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스백