


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Adora1 단클론 항체 - P30542

품목 번호: CM0004481



소개

사람, 쥐, 랫드의 WB, IHC-P, ELISA용 Anti-ADORA1 토끼 mAb. 아데노신 수용체 A1(GPCR, 억제 신호 전달 매개)을 타겟으로 합니다. 연구용 전용입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ADORA1 Rabbit mAb
비고/별칭	RDC7; ADORA1
종(Species)	Human
유전자 ID (사람)	134
유전자 ID	134
면역원(Immunogen)	사람 ADORA1 (P30542)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
어플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P30542
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)