


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Adora1 다클론 항체 - P30542

품목 번호: CM0020142



소개

인간 ADORA1(아데노신 수용체 A1)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 37 kDa 크기의 밴드를 검출합니다. GPCR 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADORA1 토끼 pAb
비고/별칭	RDC7; ADORA1
종	인간
유전자 ID (인간)	134
유전자 ID	134
면역원	합성 펩티드 인간 ADORA1 (NP_000665.1)의 아미노산 250-326 영역 내 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30542
단백질 분자량	37kDa
배송 방법	아이스 팩