

Anti-Adora2B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P29275

품목 번호: CM0024383



소개

인간 아데노신 수용체 A2b(ADORA2B)를 타겟으로 하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. 아데노신 신호전달 및 GPCR 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADORA2B Rabbit pAb
비고/별칭	ADORA2; ADORA2B
종	인간
GeneID (Human)	136
GeneID	136
면역원	합성 펩타이드 인간 ADORA2B (NP_000667.1)의 아미노산 100-200 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	P29275
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백