

Anti-Adora3 다클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P0Dms8

품목 번호: CM0022160



소개

인간 ADORA3(A3 아데노신 수용체)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 적용 분야에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. GPCR 신호 전달 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADORA3 Rabbit pAb
비고/별칭	A3AR; ADORA3
종	인간
GeneID (인간)	140
GeneID	140
면역원	합성 펩타이드 인간 ADORA3 (NP_000668.1)의 아미노산 50-150에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P0DMS8
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백