

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Adra1A 폴리클로날 항체 - P35348

품목 번호: CM0014233



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 인간 ADRA1A (알파-1A 아드레날린 수용체)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 카테콜아민 신호 전달 및 심장 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADRA1A Rabbit pAb
비고/별칭	ADRA1C; ADRA1LI; ALPHA1AAR; ADRA1A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	148
GeneID	148
면역원	인간 ADRA1A (NP_150646.3)의 아미노산 346-475에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P35348
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩