

Wb, Elisa용 Anti-Adra1A 토끼 단일클론 항체 - P35348

품목 번호: CM0009539



소개

사람 ADRA1A (알파-1A 아드레날린 수용체)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 사람 및 마우스 샘플에서 ~51 kDa의 ADRA1A를 검출합니다. GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADRA1A Rabbit mAb
비고/별칭	ADRA1C; ADRA1L1; ALPHA1AAR; ADRA1A
종	사람 (Human)
GeneID	148
면역원	사람 ADRA1A (P35348)의 아미노산 150-250에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P35348
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩 (Ice bag)