


Wb용 항-Adra2A 토끼 다클론 항체 - P08913

품목 번호: CM0025251



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-ADRA2A 토끼 다클론 항체입니다. 51kDa 밴드를 검출하며 인간, 마우스, 래트 ADRA2A와 교차 반응합니다. GPCR 신호전달, 심혈관 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADRA2A 토끼 pAb
비고/별칭	ADRA2; ADRAR; ZNF32; ADRA2R; ALPHA2AAR; ADRA2A
종	인간
유전자ID (인간)	150
유전자ID	150
면역원	재조합 단백질; 인간 ADRA2A (NP_000672.3)의 아미노산 240-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08913
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스백