


Wb 및 Elisa용 Anti-Adra2B 폴리클로날 항체 - P18089

품목 번호: CM0025643



소개

인간 Alpha-2B 아드레날린 수용체(ADRA2B)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 랫트와 반응. 혈압 조절, GPCR 신호 전달, 대사 과정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADRA2B Rabbit pAb
비고/별칭	FAME2; ADRA2L1; ADRARL1; ADRA2RL1; ALPHA2BAR; alpha-2BAR; ADRA2B
종	인간
GeneID (Human)	151
GeneID	151
면역원	합성 펩타이드 인간 ADRA2B (NP_000673.2)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P18089
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백