

Anti-Adra2C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P18825

품목 번호: CM0021483



소개

인간 ADRA2C (Alpha-2C 아드레너진 수용체)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. WB, ELISA에 대해 검증됨; 인간 및 마우스와 교차 반응. 혈압, 지방분해, 인슐린 분비 및 신경전달에 대한 심혈관 및 신경학적 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADRA2C Rabbit pAb
비고/별칭	ADRA2L2; ADRA2L2; ADRA2RL2; ALPHA2CAR; ADRA2C
종	인간
GeneID (인간)	152
GeneID	152
면역원	인간 ADRA2C (NP_000674.2)의 아미노산 240-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P18825
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백