


Anti-Adrb2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P07550

품목 번호: CM0019647



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 anti-ADRB2 토끼 폴리클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응. 심혈관 및 대사 연구에서 베타-2 아드레날린 수용체 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADRB2 Rabbit pAb
비고/별칭	BAR; B2AR; ADRBR; ADRB2R; BETA2AR; ADRB2
종	인간
GeneID (인간)	154
GeneID	154
면역원	합성 펩타이드 인간 ADRB2 (NP_000015.1)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07550
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백