


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Adrb3 토끼 다클론 항체 - P13945

품목 번호: CM0027361



소개

인간 ADRB3(베타-3 아드레날린 수용체)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성이 있습니다. 열생성, 지방분해 및 GPCR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADRB3 토끼 pAb
비고/별칭	BETA3AR; ADRB3
종	인간
유전자 ID (인간)	155
유전자 ID	155
면역원	합성 펩타이드: 인간 ADRB3 (NP_000016.1)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13945
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩