

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Adrbk2 (Grk3, Bark2) 다클론 항체 - P35626

품목 번호: CM0023564

소개

인간 ADRBK2 (GRK3/BARK2)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. GPCR 신호 전달 및 탈감작 연구에 활용하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	ADRBK2 토끼 pAb
비고/별칭	BARK2; ADRBK2
종	인간
유전자ID (인간)	157
유전자ID	157
면역원	인간 ADRBK2 (NP_005151.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35626
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스백