


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Adrm1 토끼 다클로날 항체 - Q16186

품목 번호: CM0030215



소개

ADRM1(프로테아좀 유비퀴틴 수용체, Rpn13)을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 프로테아좀 및 유비퀴틴 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ADRM1 Rabbit pAb
비고/별칭	ARM1; ARM-1; GP110; PSMD16; ADRM1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	11047
GeneID	11047
면역원(Immunogen)	인간 ADRM1 (NP_008933.2)의 아미노산 108-407에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q16186
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스박스(Ice bag)