

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Adsl 다클론 항체 - P30566

품목 번호: CM0025815



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 항-ADSL 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 퓨린 생합성 효소 아데닐로숙시네이트 리아제를 표적으로 하며 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADSL 토끼 pAb
비고/별칭	ASL; AMPS; ASASE; ADSL
종	사람
GeneID (사람)	158
GeneID	158
면역원	사람 ADSL(NP_000017.1)의 아미노산 1-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P30566
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩