

Wb 및 Elisa용 항-Adss 2 토끼 단클론 항체 - P30520

품목 번호: CM0002377



소개

인간 아데닐로숙시네이트 합성효소 동형효소 2(AdSS 2)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 퓨린 대사 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	AdSS 2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ADEH; ADSS; ADSS 2; AdSS 2
종	인간
유전자ID (인간)	159
유전자ID	159
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P30520
단백질 분자량	50kDa
배송 방법	아이스백