

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Adss 토끼 다클론 항체 - P30520

품목 번호: CM0025021



소개

인간 ADSS(아데닐로숙시네이트 합성효소 2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 퓨린 뉴클레오타이드 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ADSS 토끼 pAb
비고/별칭	ADEH; ADSS; ADSS 2
종	인간
유전자ID (인간)	159
유전자ID	159
면역원	제조업 단백질 인간 ADSS (NP_001117.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 용합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P30520
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스 팩