

Anti-Aebp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iux7

품목 번호: CM0019563

소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 고품질의 AEBP1 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 세포외 기질 연구, 지방세포 생물학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AEBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	ACLP; AEBP1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	165
GeneID	165
면역원	인간 AEBP1 (NP_001120.3)의 아미노산 999-1158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8IUX7
단백질 분자량	131kDa
배송	아이스팩