

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Aebp2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q6Zn18

품목 번호: CM0030739



### 소개

사람 AEBP2(아연 손가락 단백질 AEBP2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 쥐와 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. AEBP2는 H3K27 트라이메틸화와 전사 억제를 매개하는 PRC2의 보조 소단위체입니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | AEBP2 Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭       | AEBP2                                                          |
| 종           | 사람                                                             |
| GeneID (사람) | 121536                                                         |
| GeneID      | 121536                                                         |
| 면역원         | 사람 AEBP2 (NP_694939.2)의 아미노산 234-503에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                             |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                               |
| 교차 반응성      | 사람, 쥐, 래트                                                      |
| SWISS       | Q6ZN18                                                         |
| 단백질 분자량     | 54kDa                                                          |
| 배송          | 아이스팩                                                           |