

Wb 및 Elisa용 Anti-Aer61/Eogt 토끼 단클론 항체 - Q5Ndl2

품목 번호: CM0003734

소개

인간 EGF 도메인 특이적 O-연결 N-아세틸글루코사민 트랜스퍼라아제(EOGT/AER61)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 당생물학 및 단백질 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	AER61 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AOS4; AER61; EOGT1; C3orf64
종	인간
유전자ID (인간)	285203
유전자ID	285203
면역원	재조합 단백질인간 AER61 (NP_775925.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5NDL2
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스 팩