

Wb, Elisa용 항-Aes 토끼 다클론 항체 - Q08117

품목 번호: CM0026768

소개

Wnt 경로의 전사 코리프레서인 AES/TLE5에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 인간과 마우스에서 반응합니다. UniProt Q08117.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AES 토끼 pAb
비고/별칭	AES; GRG; ESP1; GRG5; AES-1; AES-2; Grg-5
종	인간
유전자 ID	166 (인간)
면역원	인간 AES (NP_945320.1)의 아미노산 1-264에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q08117
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩