

## Wb, Elisa용 Anti-Aff4 토끼 다클로날 항체 - Q9Uhb7

품목 번호: CM0028559



### 소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클로날 anti-AFF4 항체(SWISS: Q9UHB7)로, 사람 및 마우스 샘플의 전사 신장 복합체 연구에 적합합니다. SEC 복합체 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | AFF4 Rabbit pAb                                                        |
| 비고/별칭       | MCEF; CHOPS; AF5Q31; AFF4                                              |
| 종           | 사람 (Human)                                                             |
| 유전자 ID (사람) | 27125                                                                  |
| 유전자 ID      | 27125                                                                  |
| 면역원         | 재조합 단백질   사람 AFF4 (NP_055238.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                                            |
| 카테고리        | 다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                                        |
| 응용          | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성      | 사람 (Human), 마우스 (Mouse)                                                |
| SWISS       | Q9UHB7                                                                 |
| 단백질 분자량     | 127kDa                                                                 |
| 배송          | 아이스 팩 (Ice bag)                                                        |