


Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Afg3L2 단일클론 항체 - Q9Y4W6

품목 번호: CM0010031



소개

인간 AFG3L2에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 프로테아제 및 신경퇴행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AFG3L2 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	OPA12; SCA28; SPAX5
종	인간
유전자 ID (인간)	10939
유전자 ID	10939
면역원	인간 AFG3L2의 538~797번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_006787.2)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y4W6
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스팩