


Anti-Afg3L2 (Opa12/Sca28/Spax5) 모노클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc용) - Q9Y4W6

품목 번호: CM0009080



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-AFG3L2 토끼 모노클로날 항체입니다. 척수소뇌성 운동실조와 관련된 미토콘드리아 m-AAA 프로테아제인 인간, 마우스, 랫트 AFG3L2 (89 kDa)와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	AFG3L2 Rabbit mAb
비고/별칭	OPA12; SCA28; SPAX5
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10939
GeneID	10939
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 사람 AFG3L2 (NP_006787.2)의 아미노산 538-797에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y4W6
단백질 분자량	89kDa
배송(Shipping)	아이스백